



STANDARD Серия 165 ВJ

Все, что должно быть в компактных прецизионных весах



- Обширная площадь весовой платформы
- Большой жидко кристаллический дисплей с подсветкой
- Часы (дата и время)
- Акустический сигнал
- Широкий выбор интегрированных прикладных программ:
 - Пересчет единиц веса
 - Подсчет деталей
 - Расчет процента
- RS232 интерфейс для подключения к компьютеру или принтеру
- Удобная работа на 5 клавишах
- Возможность работы от батареек
- Диапазон измерений от 100 г/1 мг до 12 100 г/1г

Модель	НПВ	Дискретность	Воспроизводимость	Линейность	Размер чашки весов (мм)
BJ 100M	102 г	1 мг	2 мг	2 мг	∅ 100
BJ 410C	410 г	0.01 г	0.01 г	0.02 г	135 x 135
BJ 610C *	610 г	0.01 г	0.01 г	0.02 г	135 x 135
BJ 1000C	1020 г	0.01 г	0.02 г	0.02 г	135 x 135
BJ 1200C	1200 г	0.01 г	0.02 г	0.02 г	135 x 135
BJ 2100D	2100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
BJ 4100D	4100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
BJ 6100D	6100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
BJ 8100D	8100 г	0.1 г	0.2 г	0.2 г	170 x 140
BJ 6100G	6100 г	1 г	1 г	2 г	170 x 140
BJ 12100G	12100 г	1 г	1 г	2 г	170 x 140

Precisa

■ The Balance of Quality ■



Качество

Весы серии 165 VJ это универсальное взвешивающее устройство, обеспечивающее точные и надежные результаты взвешивания. Идеальные весы для лаборатории.



Удобство для пользователя

Работа с весами очень удобна: всего 5 клавиш управляют всеми сложными функциями. Следуя подсказкам на большом ЖК-экране, можно осуществлять необходимые изменения, выполнять калибровку и пользоваться интегрированными прикладными программами.



Дисплей

Большой многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает отчетливую индикацию результатов взвешивания.

Интеллективный режим калибровки (ICM)

Внешняя калибровка может быть осуществлена с помощью Системы автоматической калибровки (ICM) с возможностью выбора эталонного веса. Режим ICM автоматически распознает используемый калибровочный вес. Отчеты о калибровке могут быть распечатаны на принтере.



Устройство для блокировки ваших весов

Только для приборов Precisa предусмотрен кодовый замок для исключения возможности их кражи, который блокирует их до момента ввода кода. В качестве дополнительного средства защиты для приборов серии 160VJ может быть использован обычный

Аксессуары	Кат. номер
Крюк для взвешивания под весами	350-8561
Кабель для весов, используемых как эталонные	350-8534
USV аккумулятор для непрерывной работы весов в течении 24 часов	350-8662
Чехол для защиты от пыли с крепежным кольцом	350-8565
Чехол для защиты от пыли, комплект из 20 штук	350-8598

Precisa Gravimetrics AG

Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon
Switzerland
Tel: +41 44 744 28 28
Fax: +41 44 744 28 38
Email: marketing@precisa.ch
Web: www.precisa.com

Precisa

■ The Balance of Quality ■